

Dandent rullhurtsar

Rullhurts med skåpsidor i vitt slitstarkt högtrycks-laminat. Levereras med våra egenutvecklade, unika boxlådor, D-box.

Våra D-boxlådor är mjukstängande och hygieniska i pulverlackerad plåt i ett stycke utan skarvar. Det ger en extremt hållbar och yteffektiv lösning. Vitt underrede med lättrullade och låsbara hjul samt toppskiva i valfritt hygienlaminat.

Rullhurtsarna går att få i flera lådhöjds-kombinationer och till D-boxlådan finns lådinredning för dentalbruk, samt Dandent Personal Box.



Uppfällbar klaffskiva till rullhurts.



Lättrullade och låsbara hjul som standard.

Dandent Nordic




RLH44854

4 lådor
B 480 mm
H 740 mm
D 500 mm

RLH46454

4 lådor
B 480 mm
H 900 mm
D 500 mm




RLH44855

5 lådor
B 480 mm
H 740 mm
D 500 mm

RLH46455

5 lådor
B 480 mm
H 900 mm
D 500 mm



RLH44856

6 lådor
B 480 mm
H 740 mm
D 500 mm

RLH46456

6 lådor
B 480 mm
H 900 mm
D 500 mm



RLH46455



RLH44855



RLH100 H

Klaffskiva på höger sida

RLH100 V

Klaffskiva på höger sida

FÖR MER INFO

INFO@DANDENT.SE | +46 (0)8 544 44 160 | DANDENT.SE

Dandent **Classic**

RLH100 H / RLH100 V
Uppfällbar klaffskiva till rullhurts.




RLH34244



RLH64244

Stomhöjd 350 mm



RLH33543	RLH63543
3 lådor	3 lådor
B 370 mm	B 650 mm
H 643 mm	H 643 mm
D 440 mm	D 440 mm



RLH33544	RLH63544
4 lådor	4 lådor
B 370 mm	B 650 mm
H 643 mm	H 643 mm
D 440 mm	D 440 mm



RLH33545	RLH63545
5 lådor	5 lådor
B 370 mm	B 650 mm
H 643 mm	H 643 mm
D 440 mm	D 440 mm

Stomhöjd 420 mm



RLH34243	RLH64243
3 lådor	3 lådor
B 370 mm	B 650 mm
H 713 mm	H 713 mm
D 440 mm	D 440 mm



RLH34244	RLH64244
4 lådor	4 lådor
B 370 mm	B 650 mm
H 713 mm	H 713 mm
D 440 mm	D 440 mm



RLH34245	RLH64245
5 lådor	5 lådor
B 370 mm	B 650 mm
H 713 mm	H 713 mm
D 440 mm	D 440 mm

FÖR MER INFO

INFO@DANDENT.SE | +46 (0)8 544 44 160 | DANDENT.SE